

商品変更のお知らせ

バトラー PMTCペースト

BUTLER®

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

また、平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

長年ご愛顧いただいております「オーラツーツー PMTCペースト」につきまして、この度ブランドも新たにバトラーとして

発売させていただくことになりました。着色除去から仕上げ研磨まで1本でプロフェッショナルケアをサポートいたします。

謹白

対象商品	現行品	リニューアル品
	オーラツーツー PMTCペースト	バトラー PMTCペースト
商品画像		
商品特長	<p><商品特徴></p> <ul style="list-style-type: none"> ・歯面を傷つけにくい研磨粒子「無水ケイ酸(シリカ※細粒)」を採用 ・着色除去力と歯面滑沢力を併せ持つ「簡便・効率のよい」1STEPタイプ <p><使用方法></p> <p>本材の適量を、コントラングルハンドピースなどの回転装置に接続したポリッシングブラシやラバーカップなどにとり、歯面を清掃及び研磨する。その後、口腔内を水などで洗浄し、本材を除去する。</p> <p><成分></p> <p>無水ケイ酸、ソルビット液、濃グリセリン、ポリエチレングリコール、ラウリル硫酸塩、香料、パラベン、青色1号、その他</p> <p><禁忌・禁止></p> <p>本材又は本材に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。 ※ご使用にあたっては、電子化された添付文書をご参照ください</p>	
分類 / 一般的名称	一般医療機器 / 歯面研磨材	
香 味	グレープ(香味)	
容 量	50g	
メーカー希望 歯科医院価格/1本当り	1,200円(税抜)	1,500円(税抜)
サンスター品番	025924	095750
個装包装単位GS1コード	(01)04901616501546	(01)04901616013070
販売包装単位GS1コード	(01)24901616501540	(01)24901616013074
元梱包装単位GS1コード	(01)14901616501543	(01)14901616013077
届出番号	27B1X00134000001	27B1X00134000004
販売単位	1本	
外装入数 1ケース当り	72本	
発売日	—	2025年2月21日(金)

★…変更箇所

製品についてのご質問・ご不明な点は、下記へお問い合わせください。

サンスター株式会社

〒569-0806
大阪府高槻市明田町7-1
TEL:072-682-4733(受付時間:平日9:00~17:00)
FAX:072-684-5669

Club Sunstar Pro

サンスターと医療従事者の声でつくる会員サイト
商品情報はClub Sunstar Proからもご覧いただけます。

